


性別

ベッドボタンにある部屋番号の帯は患者さんの性別により色が変化します。  
(アドバンス表示のみ)



同姓同名

同姓同名の患者さんはアンダーバーをつけて注意を促します。



予定


予定 (入院、退院、移動、転入、転出、外出、外泊) があるベッドを桃色表示で知らせます。  
(オーダーリングシステム連動時)



カメラを設置しているベッドを水色表示で知らせます。映像見守りシステムが設定中の場合は、緑色表示で知らせます。



カメラ

カメラモニター中の患者さんを水色表示で知らせます。




メモ

メモエリアをタッチすると、全文表示します (最大50文字)。  
申し送り事項など、担当者同士の情報共有に役立ちます。



表示用氏名  
使用時

親機表示用氏名または液晶表示用氏名使用時は氏名が黒帯になります。



親機表示用氏名または液晶表示用氏名使用時で、入院後3日以内または退院予定日まで3日以内のときは氏名が青帯になります。



業界初\*

デジタルマグネット機能



ベッドボタンに表示するアイコンは、オリジナルのものを作成できます。運用形態に合わせてお使いいただけます。

\*弊社調べ



文字色、背景色を選択して、任意の文字 (3文字まで) を入力します。