


性別

ベッドボタンにある部屋番号の帯は患者さんの性別により色が変化します。(アドバンス表示のみ)



同姓同名

同姓同名の患者さんはアンダーバーをつけて注意を促します。



予定


予定 (入院、退院、移動、転入、転出、外出、外泊) があるベッドを桃色表示で知らせます。(オーダリングシステム連動時)



入院日または退院予定日から当日を含めた任意の日数、氏名が青文字になります。



カメラ

カメラモニター中の患者さんは水色、見守り設定中は緑色の線で囲んで知らせます。



メモ

メモエリアまたは🗨️をタッチすると、全文表示します (最大50文字)。申し送り事項など、担当者同士の情報共有に役立ちます。




表示用氏名使用時

親機表示用氏名または液晶表示用氏名使用時は氏名が黒帯になります。



親機表示用氏名または液晶表示用氏名使用時で、入院日または退院予定日から当日を含めた任意の日数、氏名が青帯になります。



業界初\*

デジタルマグネット機能



ベッドボタンに表示するアイコンは、オリジナルのものを作成できます。運用形態に合わせてお使いいただけます。

文字色、背景色を選択して、任意の文字 (全角3文字、半角6文字まで) を入力します。

\*当社調べ